

Information Probenannahme im Immunologischen Labor

Telefonnummer: 0316/385-12649

Probenannahme: Montag bis Freitag (außer feiertags) 7:00 bis 14:00 Uhr

Spezielle Diagnostik:

- **Quantiferon-Test:** Montag bis Donnerstag (nicht vor Feiertagen) 7:00 bis 14:00 Uhr
Zusatzinformation: spezielles Abnahmeset, ungekühlt, nicht zentrifugieren
Abnahmeset muss am Tag der Blutabnahme im Labor einlangen.
- **TB-Spot:** Montag bis Donnerstag (nicht vor Feiertagen) 7:00 bis 10:00 Uhr
Zusatzinformation: nur bei unklarem Quantiferon Test, nach Anforderung des befundenden Arztes der Immunologie; 20ml LiHep Vollblut (Mengenangabe am Röhrchen beachten!) ungekühlt, nicht zentrifugieren. Proben müssen am Tag der Blutabnahme im Labor einlangen.
- **Lymphozytenstimulations-Test:** Nur nach telefonischer Voranmeldung (12649)!
Montag, Dienstag, Freitag 7:00 bis 10:00 Uhr, nicht 3 Tage vor einem Feiertag (Bsp.: nicht am Freitag, wenn Montag ein Feiertag ist).
Zusatzinformation: 2x 8ml LiHep Vollblut (Mengenangabe am Röhrchen beachten!) ungekühlt, nicht zentrifugieren. Proben müssen möglichst sofort nach der Blutabnahme im Labor einlangen.
- **Phagozytose-Test und Oxidativer Burst:** Montag bis Freitag 7:00 bis 10:00 Uhr
Zusatzinformation: 6ml LiHep-Vollblut (Mengenangabe am Röhrchen beachten!) ungekühlt, nicht zentrifugieren. Proben müssen am Tag der Blutabnahme im Labor einlangen.
- **FACS und B-Zellen:** Montag bis Freitag 7:00 bis 11:00 Uhr
 - FACS: 3ml EDTA Vollblut ungekühlt, nicht zentrifugieren
 - B-Zellen: 3ml EDTA-Vollblut und zusätzlich 2x 8ml LiHep Vollblut (Mengenangabe am Röhrchen beachten!) ungekühlt, nicht zentrifugierenProben dürfen bei Analyse nicht älter als 24 Stunden sein.
- **Synovia-Analyse:** Montag bis Freitag 7:00 bis 14:00 Uhr
- **Zytokine:** Montag bis Freitag 7:00 bis 14:00 Uhr
Multiplex Lymphozyten-Zytokine (IFN-gamma, IL-10, IL-17A, IL-5, IP-10)
Multiplex Zytokine des angeborenen Immunsystems (IFN-alpha, IL-1RA, IL-18, IL-8, TNF-alpha)
sCD40L
Zusatzinformation: gekühltes LiHep Vollblut Röhrchen, nicht zentrifugieren. Probe muss am Tag der Blutabnahme im Labor einlangen.